



## Instruções de utilização Biberão Special- Needs™

הוֹדוֹת שִׁוּמוֹת  
SpecialNeeds  
הַלְּכָהLeia todas as instruções antes de utilizar.  
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**Utilização prevista**

A biberão SpecialNeeds destina-se a alimentar bebés com leite materno e outros líquidos com consistência semelhante.

A biberão Mini SpecialNeeds (mini SNF) destina-se à mesma utilização que a biberão SpecialNeeds, mas é adaptada a bebés mais pequenos ou prematuros. A biberão Mini SNF está disponível exclusivamente para hospitais.

**Indicações**

A biberão SpecialNeeds é indicada para utilização em bebés:

• Debilitados, por exemplo, com um fraco tônus muscular;

• Com perturbações cardíacas, respiratórias ou de coordenação da sucção, deglutição e respiração;

• Com anomalias orofaciais tais como lábio leporino ou fenda palatal ou forte anclilosíssia;

• Com Síndrome de Pierre Robin ou Síndrome de Down.

**Informações de segurança importantes****Para a segurança e saúde do bebé - ATENÇÃO**

• Nunca deixe o bebé sozinho sob vigília de um adulto.

• Nunca aqueça o leite com micro-ondas, porque isto pode causar um aquecimento desigual e provocar queimaduras no bebé.

• Use a biberão exclusivamente para o tipo a que se destina e como se descreve neste manual.

• A utilização para mils é um risco de reprodução adequado pode representar um risco para a saúde e causar contaminação cruzada.

• Utilize exclusivamente os artigos originais Medela.

• Insira sempre a caneta de cada utilização. Alimente os primeiros sinais de danos, dolor ou desgaste.

• Nunca entre a embalagem e os componentes sem supervisão.

Manter fora do alcance de crianças.

**Precauções importantes**

• Os frascos de plástico e os seus componentes ficam quebradiços quando congelados e podem perder o seu formato.

• Além disso, os frascos e os seus componentes podem ficar quebradiços quando expostos a temperaturas muito baixas, se forem deixados a cair, estarem a demasia ou tombarem.

• Manuseie os frascos e os seus componentes com a preceção necessária.

• Não utilize líquido se os frascos ou os seus componentes estiverem danificados.

**Limpesa****Importante**

• Nunca use água potável para limpar.

• Repreza-se todas as peças antes da primeira utilização (ver em baixo).

• Lembre-se de limpar imediatamente após a utilização.

• As instruções de limpeza abaixo são instruções gerais. Para obter regulamentos e diretrizes específicas da sua pele, peça ao seu agente de saúde ou ao seu provedor de cuidados de saúde online ([www.medela.com](http://www.medela.com)).**Passo-a-passo**

• Limpe a biberão nas suas peças individuais. Assure-se de que separam a lámina da válvula amarrada de teira. Separe também a membrana branca da lámina da válvula.

• Nota: O leite que resta no frasco pode ser reutilizado.

• Contudo, se não for feita limpeza da teira, é removida.

• Passo a passo, segue no biberão por cima do lavatório.

• Desenrosque cuidadosamente a tampa e remove-a juntamente com a teira e a lámina da válvula, a fim de não derramar leite.

• Elimine o leite restante.

• Nota: Pode ser usada uma garrafa de água fria de 20 °C. Limpe as peças com quantidades adequadas de água fria e sabão (cerca de 20 °C). Utilize um detergente líquido disponível no mercado, de preferência sem fragrâncias artificiais e corantes (para uso hospitalar: 5-15% surfactante anfóterico, surfactante não iônico, pH neutro). Passe todas as peças por água fria (cerca de 20 °C).

• Seque com um pano limpo e deixe secar ao ar sobre um pano limpo.

**Uso doméstico:**

• Antes da primeira utilização e uma vez por dia

• Limpe a teira conforme descrito em "Desinfecção".

• Desinfecte a teira conforme descrito em "Esterilização".

**Desinfecção****Uso doméstico:**

• Cubra todas as peças com água e fervê durante cinco minutos.

• Em alternância, leve o produto na máquina de lavar loiça.

• Coloque as peças na prateleira de cima ou no compartimento das talheres. Utilize um detergente para máquinas de lavar loiça e siga as instruções.

• Seque com um pano limpo e deixe secar ao ar sobre um pano limpo.

**Uso hospitalar:**

• Antes da primeira utilização – uma vez por dia – antes de usar com outro bebé

• Limpe a teira conforme descrito em "Desinfecção".

• Desinfecte a teira conforme descrito em "Esterilização".

**Desinfecção****Uso doméstico:**

• Cubra todas as peças com água e fervê durante cinco minutos.

• Em alternância, leve o produto na máquina de lavar loiça.

• Coloque as peças na prateleira de cima ou no compartimento das talheres. Utilize um detergente para máquinas de lavar loiça e siga as instruções.

• Seque com um pano limpo e deixe secar ao ar sobre um pano limpo.

**Uso hospitalar:**

• Antes da primeira utilização – uma vez por dia – antes de usar com outro bebé

• Limpe a teira conforme descrito em "Desinfecção".

• Desinfecte a teira conforme descrito em "Esterilização".

**Esterilização****Uso hospitalar:**

• Verifique se as peças do produto estão limpas, secas e intactas.

• Coloque as peças do produto num embalamento estéril adequado.

• Esterilizar todas as peças no autoclave a 134 °C durante 5 minutos. Para evitar danos, não aplique nem aqueça pressões extras.

**Conservação**

• Coloque as peças limpas num saco de armazenamento limpo ou num ambiente limpo. É importante que a humidade reduza-se. Não armazene as peças num recipiente seco hermético.

**Conselhos**

• Recomenda-se que a mãe proceda às primeiras sessões de alimentação com a biberão SpecialNeeds sob supervisão de pessoal profissional/tratador.

• Verifique sempre a temperatura do líquido antes de iniciar a alimentação.

**Instruções de utilização****Biberão Special-  
Needs™****הַלְּכָה****הוֹדוֹת שִׁוּמוֹת  
SpecialNeeds  
הַלְּכָה****הוֹדוֹת שִׁוּמוֹת  
SpecialNeeds  
הַלְּכָה**