

# Udvalget af brystpumper med Flex™ teknologi

## Swing Flex™

Til hurtig, effektiv pumpning,  
når du har brug for det



## Swing Maxi Flex™

En ekstra flaske mælk  
– på den halve tid



## Freestyle Flex™

Frihed til at pumpe  
når du vil, hvor du vil



Pumpetype	enkelt, elektrisk	dobbelt, elektrisk	dobbelt, elektrisk
Anbefalet brug	Lejlighedsvist	Dagligt	Dagligt
Brugervenlig og behagelig	•	•	•
PersonalFit Flex™ tragt	•	•	•
Regulerbar vakuumstyrke	•	•	•
Vakuuminterval	-45 mmHg til -245 mmHg	-45 mmHg til -245 mmHg	-45 mmHg til -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Overløbsbeskyttelse (lukket system)	•	•	•
BPA-fri	•	•	•
Kan tilsluttes til MyMedela appen			•
Baggrundsbelyst display, der viser tidsforbrug, batteriniveau, vakuumniveau, Bluetooth-forbindelse m.m.			•
USB-oplader			•
Batteridrevet	Op til 1 time (batteri medfølger ikke)	Op til 1 time (batteri medfølger ikke)	Indbygget genopladeligt batteri med strøm til op til 8 dobbeltpumpeforløb
Alt i én-løsning til opbevaring, køling og transport af udpumpet mælk			Køletaske, opbevaringsflasker og skuldertaske
Vægt	200 g uden batterier	220 g uden batterier	> 300 g inkl. genopladeligt batteri
Størrelse	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm