

# Udvalget af brystpumper med Flex™ teknologi

## Swing Flex™

Til hurtig, effektiv udpumpning, når du har brug for det



## Swing Maxi Flex™

En ekstra flaske mælk – på den halve tid



Pumpetype	enkelt, elektrisk	dobbelt, elektrisk
Anbefalet brug	Lejlighedsvist	Dagligt
Brugervenlig og behagelig	•	•
PersonalFit Flex™ tragt	•	•
Regulerbar vakuumstyrke	•	•
Vakuuminterval	-45 mmHg til -245 mmHg	-45 mmHg til -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•
Overløbsbeskyttelse (lukket system)	•	•
BPA-fri	•	•
Batteridrevet	Op til 1 time	Op til 1 time
Vægt	200 g uden batterier	220 g med batterier
Størrelse	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm