

**medela** 

mother's milk,  
everyday amazing™

# Medela brystpumper med Flex™ teknologi

En helt ny pumpeoplevelse,  
der er skræddersyet til dig



NYHED

# Medela brystpumper med Flex™ teknologi

En helt ny pumpeoplevelse, der er skræddersyet til dig



105° vinkel giver bedre pasform og dermed forbedret mælkeflow

Overløbsbeskyttelse (lukket system), så du kan pumpe i en behagelig stilling, der fungerer for dig

Oval form, der kan drejes 360°

Blød, glat, fleksibel kant

Tragrørerne findes i fire størrelser – vores pasformsguide hjælper dig med at finde den, der passer perfekt til dig

**Alle mødre er forskellige, lige fra formen på bryster og brystvorter til de krav, hendes livsstil stiller. Vores nye brystpumper med Flex™ teknologi er de første, der er designet til at tilpasse sig din krop, så du får en mere effektiv og behagelig udpumpning.**



## PersonalFit Flex™ brysttragten

Den nye PersonalFit Flex™ brysttragt blev udviklet i samarbejde med et team af forskere og ammende mødre. Den er udviklet til nemt at tilpasse sig din krop og fremmer mælkeflowet ved at hjælpe til med at forhindre, at mælkekanalerne trykkes sammen. Det gør det nemmere for enhver mor at finde den pumpestilling, der er mest behagelig for hende. Resultatet? Mere behagelig, mere effektiv udpumpning – skabt til lige præcis dig.



## 2-Phase Expression® teknologi

Når du ammer dit barn ved brystet, suger barnet først hurtigt for at få gang i mælkeflowet og derefter langsommere, når mælken flyder. Medela 2-Phase Expression® teknologien efterligner den instinktive rytme, så din oplevelse under pumpningen bliver mere naturlig og behagelig.

## Dobbeltpumpling

Forskning viser, at den unikke kombination af dobbeltpumpling og Medela 2-Phase Expression® teknologi giver mere mælk, med et højere energiindhold, på kortere tid end hvis du pumper to flasker ud ved enkeltpumpling.

**Mere mælk og  
større komfort  
– afprøvet  
af mødre**

Vores forskere har afprøvet PersonalFit Flex™ brysttragten i fire kliniske studier med ammende mødre. Gennem over 1.000 pumpeforløb beviste de, at den var mere behagelig og mere effektiv. Som alle andre produkter fra Medela er vores Flex™ brystpumper udviklet til at gøre amningen nemmere, så dit barn kan få glæde af den fantastiske modernælk i længere tid.



**Modernælk er fantastisk.** Den giver dit barn den bedst mulige start på livet. Medela har samarbejdet med forskere i brystmælk i over 50 år. Vi er til for at støtte alle mødre, der giver brystmælk, med vores viden, ekspertise og unikke udvalg af produkter, herunder vores schweizisk fremstillede brystpumper, som er det foretrukne valg blandt sundhedspersonale overalt i verden.

# Udvalget af brystpumper med Flex™ teknologi

## Swing Flex™

Til hurtig, effektiv pumpning,  
når du har brug for det



## Swing Maxi Flex™

En ekstra flaske mælk  
– på den halve tid



## Freestyle Flex™

Frihed til at pumpe  
når du vil, hvor du vil



Pumpetype	enkelt, elektrisk	dobbelt, elektrisk	dobbelt, elektrisk
Anbefalet brug	Lejlighedsvist	Dagligt	Dagligt
Brugervenlig og behagelig	•	•	•
PersonalFit Flex™ tragt	•	•	•
Regulerbar vakuumstyrke	•	•	•
Vakuuminterval	-45 mmHg til -245 mmHg	-45 mmHg til -245 mmHg	-45 mmHg til -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Overløbsbeskyttelse (lukket system)	•	•	•
BPA-fri	•	•	•
Kan tilsluttes til MyMedela appen			•
Baggrundsbelyst display, der viser tidsforbrug, batteriniveau, vakuumniveau, Bluetooth-forbindelse m.m.			•
USB-oplader			•
Batteridrevet	Op til 1 time (batteri medfølger ikke)	Op til 1 time (batteri medfølger ikke)	Indbygget genopladeligt batteri med strøm til op til 8 dobbeltpumpeforløb
Alt i én-løsning til opbevaring, køling og transport af udpumpet mælk			Køletaske, opbevaringsflasker og skuldertaske
Vægt	200 g uden batterier	220 g uden batterier	> 300 g inkl. genopladeligt batteri
Størrelse	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm

\*Kliniske studier, sammenligning af PersonalFit Flex og PersonalFit, data forefindes (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Du kan finde yderligere hjælp og rådgivning om madning med brystmælk og Medelas pumper samt andre produkter på [www.medela.dk/flex](http://www.medela.dk/flex)