

Swing Maxi™

Alle medfølgende komponenter:



1 x Swing Maxi™
pumpehed



2 x PersonalFit Flex™
konnektor



1 x slange

1 x brugsanvisning
1 x USB-strømadapter



2 x PersonalFit Flex™
brysttragte 21 mm




2 x PersonalFit Flex™
brysttragte 24 mm



2 x 150 ml flaske med låg



2 x flaskeholder



1 x USB-ladekabel

Medelas forskningsbaserede teknologier, implementeret i den nye Swing Maxi™



Dobbeltpumpling med Swing Maxi™ giver op til 18% mere mælk¹ på kortere tid, end det tager at pumpe skiftevis fra hvert bryst.



2-Phase Expression® teknologi efterligner spædbørns naturlige sugemønster, hurtigt til at begynde med for at stimulere mælkeflowet, derefter langsomt for at spise – det giver en mere behagelig og effektiv pumpning.^{2,3}



PersonalFit Flex™ brysttragt med en 105 graders åbningsvinkel, blød kant og oval form, som giver en bedre pasform, reducerer trykket på mælkekanalerne, så pumpningen bliver mere behagelig og giver op til 11,8% mere mælk.⁴



60+ ÅRS
FORSKNING



HAR MILLIONER
AF MØDRES TILLID



SCHWEIZISK
DESIGN



medela.com



NY Swing Maxi™

Den nye Swing Maxi

Støtter dig i alle dine roller:
en stolt mor og mere.

medela



Mange ting ændrer sig med en lille ny. At finde balancen mellem dine nye prioriteringer og det, som du plejede at gøre, er udfordrende. Men når du finder den balance, er det en fantastisk følelse.

Den nye **Swing Maxi™** er en kompakt og brugervenlig elektrisk dobbeltdumpe med forbedret mobilitet, så den passer perfekt til din livsstil.

Den nye Swing Maxi™



DOBBELTPUMPNING
giver op til 18% mere mælk på kortere tid¹



LET AT SAMLE OG RENGØRE
færre dele



BEHAGELIG BLØD KANT
giver øget komfort



11,8% MERE MÆLK⁴



LUKKET SYSTEM
forhindrer, at der kommer
brystmælk ind i slangen

Kildehenvisninger:

¹ Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442–447.

² Kent JC et al. J Hum Lact. 2003; 19(2):179–186.

³ Mitoulas L et al. J Hum Lact. 2002; 18(4):353–360.

⁴ Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567.



HURTIGERE OPLADNING

med USB-port type C sammenlignet med mikro-USB-port



LET AT ANVENDE

intuitiv kontaktflade med fire knapper og ni forprogrammerede indstillinger



2-PHASE EXPRESSION® TEKNOLOGI

efterligner dit barns naturlige sugemønster^{2,3}



MÆRKBART MERE STØJSVAG

sammenlignet med tidligere generation, mindre end 45 dB ved maksimalt pumpeniveau



1.5HR

FORBEDRET MOBILITET

indbygget genopladeligt batteri med op til seks pumpeforløb på én fuld opladning

